

OMRON

ERAFITO
RESEARCH & INNOVATIONREF OMR300
HBP-1120-E

HBP-1120

Tensiomètre automatique au bras
pour un usage professionnelEcran incliné
pour faciliter la lecture

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽¹⁾
- ✓ 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- ✓ 5 tailles de brassard pour couvrir une large cible de patients
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Affichage du paramétrage «Zéro» réussi avant chaque prise de mesure
- ✓ Fonction arrêt en cas de mouvement du corps
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Adapté pour un usage intensif
- ✓ Compact, peut être rangé dans un tiroir
- ✓ Pour un usage chez les adultes et les enfants de plus de 3 ans avec un tour de bras entre 12 cm et 50 cm

Type de brassard	Souple
Taille brassard	22-32 cm
Bluetooth	Non
Date/Heure	Non
Alimentation	4 piles AA (250 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, adaptateur secteur, manuel d'utilisation, carte de garantie
Matériaux	ABS, polycarbonate, nylon/polyester, PVC
Conditions d'utilisation	Température : +5 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 85%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Moniteur seul	Pack unitaire		
HBP-1120-E	40 15672 11131 8	130 x 120 x 175 mm (sans brassard) 510 g (sans piles)	149 x 178 x 142 mm 1 050 g	735 x 211 x 315 mm 9,1 kg	- 20°C à +40°C	10 à 95%

Accessoires compatibles

Se reporter à la page 12